

医療機器精度管理について 参考資料

浜松医科大学医学部附属病院 2020年6月19日現在

医療機器名	点検・校正			
	方法	頻度	記録の有無	閲覧の可否
体温計	保証期間内で交換	1回/年	—	—
血圧計	院内ME室が実施	1回/年	有	可
外来血圧計	業者が実施	必要に応じて	有	可
全自動患者用血圧計	業者が実施 院内ME室で管理	1回/年	有	可
ベッドサイド体重計	浜松市のはかり検査	1回/2年	体重計にシール貼付	—
外来体重計	浜松市のはかり検査	1回/2年	有	可
身長計	実施していない	—	—	—
心電計	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	有	可
エコー	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	有	可
呼吸機能検査機器	ISO 15189認定取得 業者が実施	1回/年	有	可
パルスオキシメーター	業者が実施 院内ME室で管理	2018年に購入 保証期間中	—	—
X線単純撮影装置	業者が実施	1回/年	有	可
CT	3台あり 業者が実施	2回/年、3回/年、 4回/年	有	可
MRI	3台あり 業者が実施	4回/年	有	可
骨スキャン	業者が実施	2回/年	有	可
核医学検査シンチ	業者が実施	2回/年	有	可
PET-CT	業者が実施	3回/年	有	可
輸液ポンプ	院内ME室が実施	1回/4カ月	有	可
遠心分離機 冷却遠心分離機	ISO 15189認定取得 業者が実施 日常点検実施	1回/年	有	可
検査部 超冷凍庫(-80℃)	日常点検実施 業者がフィルター交換時に簡単に点検 温度校正なし 内蔵温度計で毎営業日同時刻に温度確認	1回/年	無 温度記録あり	温度記録可
検査部 冷凍庫(-30℃)	業者による点検なし	無	無	無
検査部 冷凍庫(-30℃)	温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度目視確認し記録	温度計検定実施 1回/年	標準温度計を用いて温度確認 し校正記録として取ってある 温度記録あり	温度記録可
検査部 冷蔵庫	業者による点検なし	無	無	無
検査部 冷蔵庫	温度計(ロガー) 毎営業日温度確認 最低最高温度を目視で確認し記録	温度計検定実施 1回/年	標準温度計を用いて温度確認 し校正記録として取ってある 温度記録あり	温度記録可
薬剤部 治験薬保管冷蔵庫	業者による点検なし 日常点検は温度計確認	無	無	無
薬剤部 冷蔵庫 温度ロガー	保証期間内で交換 毎営業日最低と最高温度を目視で確認し記録	1回/年	温度記録あり	可